

Thermal Desorption  
Conditioning  
Dilution system  
Another Solutions  
Online monitoring  
Partners

ANOTHER SOLUTIONS

# APK 3100

## SYRINGE FILTER TOOL

### 제품 설명

액상시료를 실린지 필터로 여과할 때 특별한 장비 없이 필터링 작업을 진행하게 되면 시료의 성상에 따라 손바닥이 아플 정도의 압력이 형성 되어 필터링에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. APK3100은 그런 고충을 덜어 내고자 전기모터를 사용하여 간단히 필터링이 가능하게 설계 되었습니다. 사용중인 실린지와 필터 사이즈에 맞게 다양한 사이즈의 브라켓을 제작하여 제공 합니다. 또한 내화학 처리가 되어 있어 산과 염기로 부터 안전하며 사용자의 안전을 위해 보호 커버가 장착 되어 있습니다.



### 제품 특징

- 필터링 속도 조절 가능
- 내화학성 코팅
- 기존 사용하던 실린지와 필터 사용 가능

### 적용처

- GC, LC, IC, TOC, AA, ICP, UV 등  
액상시료 필터링을 적용하는 모든 업체

### 제품 스펙

SPECIFICATIONS	
Available Vial Sizes	2 mL, 5 mL, 10 mL
Usable Syringe Range	5-20 ml (Custom Order)
Filtering Syringe	Max 3ea
Filtering Speed Control	Variable resistance
Dimension	200 x 290 x 520 (W x D x H mm)
Power	220AVC, 50/60Hz, 600W, 3A